

І КРОКУЄТЬСЯ ЛЕГШЕ




ПАЛИЦІ ЕКОНОМ

Легкі та міцні палиці з дерева



«Народна»




- довжина 810 мм (допуск ± 50 мм)
- стійка циліндрична
- фактура напівматова
- матеріал дуб
- покриття лак один шар
- колір «натуральне дерево»
- ручка пластмасова

«Прогулянькова»




- довжина 810 мм (допуск ± 50 мм)
- стійка циліндрична
- фактура напівматова
- матеріал дуб
- покриття лак один шар
- колір світло-коричневий
- ручка дерев'яна, колір світло-коричневий

«Світла»



- довжина 810 мм (допуск ± 50 мм)
- стійка циліндрична
- матеріал липа, вільха або інші листяні породи
- покриття прозорий лак два шари
- колір «натуральне світле дерево»
- фактура глянцева
- ручка пластмасова

«Сірий пластик»



- довжина 810 мм (допуск ± 50 мм)
- стійка циліндрична
- матеріал липа, вільха або інші листяні породи
- покриття фарба в два шари
- колір сірий
- фактура матова
- ручка пластмасова

ПАЛИЦІ СТАНДАРТ

«Фігурна»



- довжина 810 мм (допуск ± 50 мм)
- стійка циліндрична з вертикальними борознами
- матеріал липа, вільха або інші листяні породи
- покриття прозорий лак два шари
- колір «натуральне світле дерево»
- фактура глянцева
- ручка пластмасова з петлею на зап'ясті



Plast

«Конічна»



- довжина 810 або 920 мм
- стійка конічна
- матеріал липа, вільха або інші листяні породи
- покриття прозорий лак два шари
- колір «натуральне світле дерево»
- фактура глянцева
- ручка пластмасова з петлею на зап'ясті



Plast

«Спеціальна»



- довжина 750 або 810 мм
- стійка циліндрична
- матеріал липа, вільха або інші листяні породи
- покриття фарба два шари і лак
- колір темно-коричневий
- фактура глянцева
- дві смужки світловідбиваючої плівки (для позначення людини на проїжджій частині в темний час доби)
- ручка пластмасова з петлею на зап'ясті



Plast

легкі і міцні, зручні

«Сірий пластик»



- довжина 810 або 920 мм
- стійка конічна
- матеріал липа, вільха або інші листяні породи
- покриття лак два шари
- колір «червоне дерево»
- фактура глянцева
- ручка пластмасова з петлею на зап'ясті



Plast

«Любава»



- довжина 810 або 920 мм
- стійка циліндрична рельєфна
- матеріал липа, вільха або інші листяні породи
- покриття прозорий лак два шари
- колір «натуральне світле дерево»
- фактура напівматова
- ручка пластмасова з петлею на зап'ясті



Plast



ПАЛИЦІ ЕКСКЛЮЗИВНІ

«Спеціальна»




- довжина 810 або 920 мм
- стійка конічна
- матеріал липа, вільха або інші листяні породи
- покриття фарба два шари
- фактура глянцева
- ручка дерев'яна, колір «вишня»

«Есквайр»



- довжина 810 або 920 мм
- стійка конічна
- матеріал липа, вільха або інші листяні породи
- покриття фарба два шари, колір «вишня»
- фактура глянцева
- ручка дерев'яна лакована, колір «натуральне світле дерево»

«Карпати»




- довжина 750 або 810 мм
- стійка конічна
- матеріал липа, вільха або інші листяні породи
- покриття фарба два шари і лак
- колір темно-коричневий
- фактура напівматова
- ручка пластмасова з петлею на зап'ясті
- декорована малюнком ручної роботи

НА ВИШУКАНИЙ СМАК


«Доктор Хаус»




- довжина 810 або 920 мм
- стійка конічна, декорована малюнком
- матеріал липа, вільха або інші листяні породи
- покриття фарба два шари
- колір «червоне дерево»
- фактура глянцева
- ручка дерев'яна



«Ексклюзивна»



- довжина 810 або 920 мм
- стійка конічна
- матеріал липа, вільха або інші листяні породи
- покриття фарба два шари
- фактура глянцева
- декорована узором ручної роботи
- ручка дерев'яна




ПАЛИЦІ МЕТАЛЕВІ

«Джетта»



- довжина 810 або 920 мм
- стійка циліндрична
- покриття фарба два шари
- колір світло-сірий
- фактура глянцева
- ручка ПВХ з петлею на зап'ясті

«Джетта»



- довжина 810 або 920 мм
- стійка циліндрична
- покриття фарба два шари
- колір темно-сірий
- фактура глянцева
- ручка ПВХ

Дизайн і конструкція запатентовані.
Витримують навантаження до 455 кг.
ТУ У 33.1-2375200432-004-2007
Зареєстровано МОЗ України як виріб медичного призначення.
(свідоцтво № 7401/2007 від 14.12.2012 р.)

МИЛИЦІ ПАХВОВІ
ДЕРЕВ'ЯНІ «МІРТА»

«Дорослі»



«Підліткові»



«Дитячі»



- регульована довжина
- матеріал дуб
- покриття лак
- фактура матова
- підплечник дерев'яний

Висновок санітарно-гігієнічної експертизи Державної
Санітарно-гігієнічної служби МОЗ України.
№ 06.03.02-04/13086 від 12.03.2009 р.
Патент на промисловий зразок № 10270 від 04.05.2004 р.



НАКОСТИЛЬНИКИ

Сфера застосування

Накостильник «Мірта» застосовується для милиць та палиць. Для забезпечення надійного зчеплення, додаткової опори під час ходьби по слизькій та гладенькій поверхні, особами з вадами опорно-рухового апарату.

ТУ У 25-2-2375200432-005-2009

Висновок санітарно-гігієнічної експертизи

№ 05.03.02-04/107252 від 04.11.2011 р.

Патент на корисну модель № 39990 від 25.03.2009 р.



ЗАПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АНТИКОВЗКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ШИПА

№ 16 для милиць

№ 19 для палиць

№ 21 для палиць

№ 25 для милиць

№ 28 для милиць

с конической стойкой

с цилиндрической стойкой



не залишає слідів на паркеті і підлозі зі світлим покриттям

Набір накістильників

ЗАВЖДИ НАДІЙНА ОПОРА

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Найменування	Внутрішній діаметр, мм	Діаметр опорної частини, мм	Висота, мм	Маса, г
Накісничник «Мірта» № 19	19 ± 1	38 ± 2	59 ± 2	34 ± 3

СКЛАД: (матеріали та комплектуючі)

Пластикат полівінілхлоридний ТУ У 22629342.001

Суміш гумова ГОСТ 2631.79

Концентрат пігментів для полівінілхлориду ТУ У 24.1-22629342-005

Шип протиковзання Марка UGIGRIP, модель RU B-11-1 (Франція)

Термін зберігання 1 рік

Матеріал: Суміш резинова

ТУ У 22.2-2375200432-009.2012

Висновок державної

Санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.11.2011 №05.03.02-04/107252

Патент на корисну модель № 39990 від 25.01.2009



НАКІСНИК ДЛЯ МИЛИЦІ АБО ТРОСТИНИ ЯК ОПОРИ ПРИ ПЕРЕСУВАННІ "МІРТА"

Накісничник для милиці або тростини як опори при пересуванні "МІРТА" призначений для забезпечення надійного зчеплення додаткової опори при ходьбі по слизькій і гладкій поверхні особами з вадами опорно-рухового апарату, масою тіла до 120 кг і зростом від 165 см до 190 см у побутових умовах. Накісничник виготовляють методом лиття під тиском або пресуванням з однієї або декількох деталей, зібраних разом. Його розмірні параметри повинні відповідати зовнішнім розмірам кінців тростини або милиці.

Розміри наведені в таблиці.

Металевий шип
не ковзає на льоду,
плитці та вкатаному снігу



Не залишає слідів
на паркеті і підлозі
зі світлим покриттям



ЗАПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АНТИКОВЗКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ШИПА



ЧОХОЛ ДЛЯ ГІПСОВОЇ ПОВ'ЯЗКИ

Призначений для захисту гіпсових та інших пов'язок від води під час купання в душі або ванній, а також від дощу, пилу та бруду під час перебування на вулиці.

Основні технічні властивості

«Плящ-пакет медичний» щодня необхідний для людей з накладеними на кінцівки гіпсовими пов'язками, забинтованими ранами, виразками і захворюваннями, при яких шкіру не можна піддавати впливу вологи.

«Плящ-пакет медичний» - нестерильний продукт. Дотримуючись викладених в інструкції правил, «Плящ-пакет медичний» розрахований на багаторазове та тривале використання.

ПОКРИТИЙ СПЕЦІАЛЬНИМ АНТИСТАТИЧНИМ ПОКРИТТЯМ, ЯКЕ ВІДШТОВХУЄ ПИЛ.



ЧОХОЛ ДЛЯ РУКИ



Основні технічні властивості

Колір

Блакитний

Розмір, мм

Міні	ріст до 160 см 180/500
Медіум	ріст 160-180 см 220/550
Максі	ріст вище 180 250/600

ЧОХОЛ ДЛЯ НОГИ



Основні технічні властивості

Колір

Блакитний

Розмір, мм

Міні	ріст до 160 см 320/600
Медіум	ріст 160-180 см 370/700
Максі	ріст вище 180 420/800



Кистьовий еспандер



Кистьовий еспандер

Це мінітренажер, призначений для розробки суглобів, зміцнення м'язів кисті і передпліччя в посттравматичних контрактурах кисті, покращення кровопостачання суглобів кисті та для впливу на рефлекторні зони та акупунктурні (біологічні активні) точки долоні.

Рекомендується використовувати еспандер кистьовий не лише для зміцнення і розвитку м'язів пальців і кистей рук, але й профілактики порушення кровообігу. Еспандер необхідний для відновлення функцій кисті руки після травм у посттравматичний період. Корисно використовувати еспандер кистьовий людям з порушеннями периферійного кровообігу, захворюваннями суглобів судин.

Матеріал:

Суміш гумова на основі бутилкаучуку та силікон

Термін зберігання 1 рік

ТУ У22.2-2975200432-028-2012
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 06.03.02-04/13086 від 12.03.2012



антиковзка
поверхня



масаж
активних точок



зміцнення і
розвиток м'язів



профілактика
кровообігу

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Найменування показника	Дитячий		Дорослий		Спортивний
Зовнішній вигляд			Кругле кільце		
Колір	Рожевий	Блакитний	Зелений	Жовтий	Червоний
Зовнішній діаметр, мм*	68±2			80±2	
Внутрішній діаметр, мм	39±2			40±2	
Твердість по Шору, у.о.				80±5	
Маса еспандера, г	38±2			76±2	

*Допускаються інші параметри, за погодженням із Замовником

ВПОРАЄМОСЬ РАЗОМ





Бандаж универсальный




Бандаж лікувально-профілактичний Універсальний

Показання для застосування

- Для підтримки нижньої частини живота (у післяопераційний період і під час опущення внутрішніх органів)
- Жінкам в період вагітності та в післяпологовий період

Бандаж універсальний лікувально-профілактичний «Мірта» випускається одного розміру і може бути використаний для підтримки живота з обхватом від 90 до 110 см.

Бандаж універсальний «Мірта» складається з поясу (1) і підхвату (2). Підхват виготовлений зі спеціальної бандажної стрічки та закріплений посередині поясу подвійним швом. Для кріплення поясу та підхвату передбачені текстильні застібки («липучки») – відпов. (3) і (4).



ДСТУ 1888-89
Висновок санітарно-гігієнічної експертизи
№ 549-0204/319 від 11.01.2005 р.

ДРІБНИЦІ ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ



ІПЛІКАТОР ГОЛЧАСТИЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧНИЙ «АКТИВЕН»



ТУ У 22.2-2375200432-007:2012
Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 05.03.02-04/54066 от 05.06.2012
Патент на полезную модель № 89930 от 12.05.2014 г.

Предназначен для воздействия на рефлекторные зоны и акупунктурные точки тела человека. Может быть использован:

- для купирования болевого синдрома в позвоночнике, мышцах и суставах;
- для нормализации подвижности в суставах при артритах и остеоартрозах;
- для улучшения микроциркуляторного и венозного кровотока;
- для улучшения обменных процессов в пораженных тканях;
- для повышения кровоснабжения и питания мышечных, суставных тканей;
- для улучшения работы нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой системы;
- для восстановления работоспособности после значительных физических, умственных и эмоциональных нагрузок;
- для улучшения сна;
- для повышения эластичности кожных покровов, восстановления их тонуса.

Ипликатор разработан совместно со специалистами кафедры рефлексотерапии Харьковской медицинской академии последипломного образования



На поролоновой основі



При чутливій шкірі, низькому індексі маси тіла, у ослаблених пацієнтів з вираженим больовим синдромом, а також у дітей ми рекомендуємо використання акупунктурного масажного іпликатора.

Лікувальний ефект іпликатора ґрунтується на рефлексотерапевтичних методах лікування.

Рефлексотерапія - наука про вплив на рефлекторні зони тіла людини і акупунктурні (біологічно активні) точки різними методами.

В іпликаторі поєднуються три методи рефлексотерапії - поверхнєве голковоколювання, точковий і сегментарний види масажу. При цьому голки дратують шкіру і нервові закінчення в області біологічно активних точок, викликаючи стимуляцію місцевого кровообігу і нормалізацію діяльності внутрішніх органів, рефлекторно пов'язаних з конкретною ділянкою поверхні людського тіла. Ефективність методу визначає залучення в зону впливу великих поверхонь тіла і тривалий контакт зі шкірою голок, розташованих на іпликаторі.



100%
ЕКОЛОГІЧНО



ІНДИВІДУАЛЬНА СТРУКТУРА



420x550



334 шт

На тканинній основі



При вертеброгенних болях в спині і шії Вам буде комфортніше використовувати іплікатор **паравертебральний** з доріжкою без голчастих пластин. Ця зона іплікатора розташовується уздовж хребта. Таким чином голчасті пластини більш інтенсивно впливають на навколо хребтові м'язи, чим ефективно знімають больовий синдром.

В основі дії іплікатора

лежать нейрофізіологічні механізми:

- м'язового розслаблення і м'язової стимуляції в залежності від виду впливу;
- впливу на зони Захар'їна-Геда (див. рис. на звороті) з сегментарно-рефлекторним впливом на відповідні внутрішні органи;
- місцевого поліпшення кровообігу (мікроциркуляції, венозного відтоку);
- стимулюючий вплив на центральну і периферичну нервову систему;
- оптимізуючий вплив на вегетативну нервову систему за рахунок подразнення великої кількості пропріорецепторів, розташованих на шкірі.



Основні напрямки використання і способи впливу

Режим іплікатора

У режимі іплікації іплікатор-килимоч або універсальний іплікатор-пов'язку притискають до поверхні шкіри руками, або використовують вагу тіла при впливі на спину і стопи, а також притиснення гумовим поясом або еластичним бинтом.

Режим масажера

У режимі масажера передбачає накладення іплікатора на хворобливу частину тіла і натиснення руками протягом 30-40 сек. Процедура повторюється до зникнення болю. Сила натиснення повинна регулюватися по больовим відчуттям в межах переносимості болю.



ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Назва показника	Норма				
	Іплікатор універсальний-пов'язка	Іплікатор-килимоч	Іплікатор поштучно		
Зовнішній вигляд	Пов'язка з масажними елементами	Килимок з масажними елементами	Набір масажних елемента		
Колір		Блакитний, бежевий	Бежевий		
Розмір, мм	250х200±10	460х250±10	400х650±10	420х550±10	—
Кількість масажних елементів, мм	63	144	210	234	63/144/210/234
Діаметр масажного елемента, мм	24±2				
Висота голок, мм	3±1				
Маса масажного елемента, мм	3,5±0,5				

Розсилом



Модифікації

1. Іплікатор-килимоч

Розмір 250 мм x 460 мм. Використовується в режимі іплікатора.

2. Іплікатор універсальний-пов'язка

Розмір 250 мм x 200 мм.

Використовується як в режимі іплікатора так і в режимі масажера

3. Іплікатор поштучно

63 масажних елемента для самостійного виготовлення іплікатора універсального - пов'язки, або 144 масажних елемента для самостійного виготовлення килимка.

4. Іплікатор паравертебральний

Розмір 400 мм x 650 мм.

Використовується в режимі іплікатора.

5. Іплікатор-килимоч на поролоновій основі.

Розмір 420 мм x 550 мм.

Використовується як в режимі іплікатора, так і в режимі масажера.

Набір з 144 або 63 масажних елементів призначений для виготовлення килимка або пов'язки відповідних габаритів. Вдома найкраще мати кілька іплікаторів: 1 килимок і 2-3 універсальних пов'язки, або інших, потрібного розміру.

Ви можете самостійно виготовити будь-який інший розмір пов'язки, який залежить від величини больової поверхні, для чого треба пришити або приклеїти необхідну кількість масажних елементів на бавовняну тканину клеєм для полістиролу (клей «Марс», «ЕГА», «ГИПК-216» тощо).

Протипоказань до використання іплікатору немає.

Обмеженням у використанні є деякі захворювання шкіри (гнійничкові, запальні процеси), тромбофлебії, вагітність.

Не слід проводити сеанс після рясної їжі або при порожньому шлунку.

Іплікатор розроблений спільно з фахівцями кафедри рефлексотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти



Банки вакуумно-масажні



Ø52

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Найменування показника	Норма
Зовнішній вигляд	Банка
Колір	Прозорий, від жовтого до світло-бежевого
Діаметр масажної поверхні, мм	70 ± 2
Висота, мм	65 ± 2
Твердість по Шор Ф, у.у.*	45 ± 55

ТУ У 22.2-2375200432-010-2012
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 06.03.02-04/102265 від 19.10.2012



Банка вакуум-масажа для проведення масажних процедур у побутових умовах

В основі дії баночного масажу лежить рефлекторний метод, що покращує периферичну циркуляцію крові, лімфи, міжтканинної рідини, за рахунок чого усуваються явища застою, посилюються обмін речовин та шкірне дихання. Шкіра стає пружною, підвищується її опір до негативних факторів навколишньої природи, покращується скорочувальна функція м'язів, підвищується їхній тонус і еластичність, сприяє зняттю мірою нервової втоми і стресів, знімає напругу. Під дією баночного масажу відбувається активація сальних і потових залоз, через які виділяються солі, сечовина, ацетон, жовчні кислоти, у певних концентраціях вони токсичні для організму, це дає можливість порівняти метод баночного масажу з ефектом лазні. Можливе тривале і багаторазове використання.

Матеріал:

композиція полівінілхлоридна



Висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 602-123-20-1/38100 від 06.12.2017



Ø48

Ø52



високоімічні

статичний
і динамічний
масажширокий діапазон
натягнення шкіри

Bells-Heals

Банки вакуумні для масажу Health Bells призначені для лікування і профілактики багатьох захворювань різної етіології за допомогою ефективного методу вакуум-рефлексотерапії. Традиційна китайська медицина має багатовікову історію і в поєднанні з сучасними технологіями здатна вдосконалити лікувальні методики і оптимізувати терапевтичну тактику щодо широкого спектру захворювань. Давньосхідні методи лікування із застосуванням банок або вакуумрефлексотерапія засновані на впливі на певні рефлекторні зони тіла і на точки акупунктури за допомогою розрідженого повітря, що дозволяє створити місцевий негативний тиск в зоні встановлення банки і впливати не тільки на певні ділянки шкірного покриву, але і на підлегли тканини (підшкірно-жирова клітковина, м'язи, фасції, кровеносні і лімфатичні судини, ін.). Таким чином, основними лікувальними механізмами вакуумрефлексотерапії є: механічний вплив на тканини організму, стимуляція мікроциркуляції крові, активація лімфотоку, зміна тканинного метаболізму, дренажу інтерстиціального простору та ін. Терапевтичні ефекти, які досягаються при застосуванні вакуумної терапії: судинорозширювальний, спазмолітичний, проти-запальний, регенеративний, анагетичний, лімфодренуючий, імуностимулюючий.

Вкладиші вушні



берегуши



Вкладиші для захисту органів слуху силіконові

Призначені для захисту органів слуху від негучного шуму в транспорті, на роботі. Для спокійного нічного відпочинку та занять різними видами хобі. А також забезпечать захист органів слуху від бризок та попадання води, від протягів.

Матеріал:

суміш силіконова

ТУ У 25.1-2375200432-006:2011

Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-04/17010 от 05.03.2012

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Найменування показника	Норма
Зовнішній вигляд	Однорідна маса без риніх добавок. Бий
Колір	Білий, ті
Запах	Без запаху, запахом м'яти
Діаметр, мм	24 ± 2
Висота, мм	9 ± 1
Маса, г	3,5 ± 0,5
Поглинання шуму	11 дБ



Це просте і швидке рішення, за допомогою якого Ви надійно захистите себе від фонового шуму та сторонніх звукових ефектів.



Правильне використання вкладишів гарантує Вам спокійний нічний сон і надійний шумовий захист на виробництві.



Разом з цим вкладиші виконують функцію захисту органів слуху, захищаючи їх від потрапляння води і впливу протягів.



Крім того, вкладиші допоможуть вам зосередитися у жвавому та шумному офісі.



Миттєво створять комфортний рівень тиші в транспорті, а також під час занять всілякими видами ваших захоплень і під час відпочинку.



ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Діаметр, мм	12 ± 0,5
Висота, мм	25 ± 0,5
Маса, г	1 ± 0,5
Колір	Поглинання шуму, Дб
Запах	без запаху, з запахом м'яти
Поглинання шуму, Дб	34

Вкладыши для защиты органов слуха «isleep»

Предназначенные для защиты органов слуха от негромкого шума в транспорте, на работе. Для спокойного ночного отдыха и занятий разными видами хобби. А также обеспечивают защиту органов слуха от брызг и попадания воды, от сквозняков.

Срок хранения 1 год
Материал: Термопластик

ТУ У 25.1-2375200432-006:2011
Заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 05.03.2012 № 05.03.02-04/17010

